

## フォナックの新プラットフォーム「Belong(ビロング)」シリーズ 新登場！ 「フォナック オーデオ B」、 「フォナック オーデオ B-R」新発売

聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニー フォナックは、補聴器の先駆的なリチウムイオン二次電池技術を含む次世代補聴器「Belong(ビロング)」シリーズの発売を開始します。同製品は現在、欧米9か国・オセアニアで既に市販され、聴覚障害者に新しいライフスタイルを提供しています。同シリーズは、耳かけ RIC 型の AudéoB と、リチウムイオン充電式補聴器 AudéoBR を用意しています。

フォナック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:齋藤 広幸)は、新世代ハイスペックデジタルプラットフォーム「Belong」シリーズの新製品「フォナック オーデオ B、BR」を2016年12月20日より発売いたします。

「フォナック オーデオ B」は耳かけ RIC 型の補聴器で、通常の空気亜鉛電池を使用する「フォナック オーデオ B」シリーズとして、使用する空気亜鉛電池のサイズに合わせた3種類の補聴器と、リチウムイオン二次電池を使用し、充電式を採用した「フォナック オーデオ B-R」の1種類の計4種類のタイプがあります。

「フォナック オーデオ B-R」はリチウムイオン二次電池を搭載した、業界初の24時間使用可能<sup>\*</sup>な充電式の補聴器です。<sup>\*</sup>フル充電の場合(80分のワイヤレス機器使用時間を含む)

### <充電式補聴器開発背景と特徴>

アメリカ Better Hearing Institute(BHI)発表の「Marke Trak IV」<sup>1</sup>において、充電式補聴器は補聴器ユーザーが補聴器に対して望む機能の上位であることが示されています。フォナックではこれに先立ち、充電式補聴器についてリサーチと研究を重ね、市場のニーズに応えるべく充電式補聴器「フォナック オーデオ B-R」を誕生させました。また昨今、他の充電方式に比べ、パワフルで非常に有望な充電電池として市場に急速に浸透しているリチウムイオンの技術を補聴器に採用することで、3時間の充電で24時間の使用、たった30分の充電で6時間の使用が可能なほどの高速充電を実現しました。

さらに、外出中の装用者が困ることのないよう、7回の完全充電が可能な持ち歩き用充電パック「パワーパック」と、職場などでの充電に適した「ミニチャージャー-RIC」を用意。既に販売されている各国でもユーザーに便利さと安心を届けています。

<sup>1</sup> Marketrak 2015, asked of non-owners only (n=2099) - multiple responses allowed

### <主な特長と機能>

新世代 Belong(ビロング)の RIC タイプ(オーディオ V の後継器種)

- 進化したオートセンス OS 採用  
(サウンドリカバー2、小さな音の聞き取り改善、左右バランスの良い利得設定)
- 4クラスのプライスレンジ
- フォナック初の充電式タイプあり(オーディオ B-R)
- 導入するタイプは 312、312T、13、R (R が 90、70、50 クラスのみ)
- 新デザインのハウジング採用 (マイクの音口、プログラムスイッチの形状)
- 全モデル IP68 取得
- Binaural VoiceStream Technology TM (50 クラス以上)
- アクセサリー機器との互換性あり( ロジャー/FM システム使用可能: 指向性マイクロホン作用(50 クラス以上))

## <カラーラインナップ>



<P01>  
ベージュ



<P1>  
サンドベージュ



<P3>  
サントラルウッド



<P4>  
チェストナット



<P5>  
シャンパン



<P6>  
シルバーグレー



<P7>  
グラファイトグレー



<P8>  
ペルベットブラック



<T7>  
アルパインホワイト

### ■ 発売時期

2016年12月20日(火)より出荷開始

### ■ 認証番号

フォナック オーデオ B、B-R 228ABBZX00130000

### ■ 製品ラインナップおよび価格

種別	器種	価格	
補聴器	プレミアム (90)	フォナック オーデオ B90-R	568,000 円 <sup>※1※2</sup>
		フォナック オーデオ B90-10/312/312T/13	500,000 円 <sup>※1</sup>
	アドバンス (70)	フォナック オーデオ B70-R	418,000 円 <sup>※1※2</sup>
		フォナック オーデオ B70-10/312/312T/13	350,000 円 <sup>※1</sup>
	スタンダード (50)	フォナック オーデオ B50-R	308,000 円 <sup>※1※2</sup>
		フォナック オーデオ B50-10/312/312T/13	250,000 円 <sup>※1</sup>
エッセンシャル (30)	フォナック オーデオ B30-10/312/312T/13	180,000 円 <sup>※1</sup>	
アクセサリ	フォナック クロス B-312/13	102,600 円 <sup>※3</sup>	
	充電器 チャージャーケース RIC	12,000 円 <sup>※3</sup>	
	充電器 ミニチャージャー RIC	7,560 円 <sup>※3</sup>	
	充電器 パワーパック	10,800 円 <sup>※3</sup>	

※1 RIC タイプでUPレシーバの場合は、プラス 10,000 円 ※2 補聴器本体のみの価格 ※3 税込価格

### ■ フォナック社について

ソノヴァグループ傘下にあるフォナック社はスイスチューリッヒ近郊シュテファに本社を構え、70年前から補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強い協力関係の下、フォナックは製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOLの向上に貢献してきました。フォナックの多彩な製品は世界100カ国以上で愛用されています。補聴器の小型化、性能の分野において補聴器業界のベンチマークとして位置づけられ、フォナックは聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。詳細は [www.phonak.com](http://www.phonak.com) または [www.phonak.jp](http://www.phonak.jp) まで。

以上

### 【本件に関するお問い合わせ先】

フォナック・ジャパン株式会社 マーケティング部 郷司 03-5436-4070

フォナック・フリーコール TEL: 0120-04-4079(月~金 9:00~17:30 土日祝休み) [www.phonak.jp](http://www.phonak.jp)

### Phonak - Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、よりよい知識、アイデア、そして聴覚ケアをお届けする。フォナックは、人々がそれぞれの人生において、豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、これからも独創的な発想でテクノロジーの限界に挑みつけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。  
豊かな人生のために、さあ Life is on !

