

FM 送信機 スマート・リンク・プラス 新発売

フォナック・ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役 遠藤 寛明)はこのたび、FM 送信機にBluetooth 搭載の最上位機種「スマート・リンク・プラス(SmartLink+)」を11月10日(水)より販売いたします。

「スマート・リンク・プラス」はマイクロホンが内蔵された送信機で、話し手の首にかけるほか、卓上に置いたり、話し手に向けたりしても使用でき、様々な使い方が可能です。またマイクロホンは使用シーンに合わせて、高指向性、指向性、無指向性と指向性を切り替えることができるため、便利にお使いいただけます。さらにBluetooth機能付きの携帯電話や音楽プレーヤーとの無線接続が可能で、ハンズフリー通話や音楽をワイヤレスで聞くことができます。



スマート・リンク・プラス

標準価格 ¥109,000*

※ 消費税が非課税です。

SmartLink+ 機能について

自動 FM 音量調整	周囲の騒音の大きさを常時モニターすることにより、必要に応じて FM 音量を自動で調節します。周囲の騒音が大きくなると、補聴器のマイクロホンからの音を抑え送信機のマイクロホンからの音を自動で大きくします。騒がしい環境でも話し手の声を聞き取りやすくします。
Bluetooth	携帯電話のハンズフリー通話や音楽をワイヤレスで楽しめます。
リモコン	フォナック補聴器の音量を調節したり、プログラムを切り替えたりすることができます。

FM システムについて:

FM システムは遠くにいる話し手の声をキャッチし、FM 電波(169MHz 帯)によって快適な聞こえを提供する補聴援助システムです。

FM システムは送信機と受信機から構成され、話し手に送信機(マイクロホン)を装着してもらい、聞き手の補聴器、人工内耳に受信機を接続して使用します。言語獲得中のこどもたちのために教室で広く使用されているほか、おとなの方にとっても聞こえによるコミュニケーションをサポートしています。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

フォナック・ジャパン株式会社 フォナック・フリーコール (月～金 9:00～17:30 土日祝休み)

TEL: 0120-04-4079