

## フォナック新製品のお知らせ

フォナック・ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役 遠藤 寛明)はこのたび、FM 送信機「インスパイロ イージー・ブーム (inspiro EasyBoom)」、FM 受信機「マイ・リンク・プラス ショート・ループ (MyLink+ short loop)」、「アイ・センス・マイクロ (iSense micro)」を 4 月 1 日 (金)より販売いたします。

FM 送信機「インスパイロ イージー・ブーム」は学校生活用送信機インスパイロに外付けマイクロホン「イージー・ブーム」が付属されたものです。イージー・ブームはネックバンドタイプで安定した装着感のマイクロホンです。常に口元に位置するため、話し手の声をクリアに届けます。FM 受信機「マイ・リンク・プラス ショート・ループ」は T コイルを利用して聞くネックループタイプ受信機「マイ・リンク・プラス」のネックループが短いタイプです。外部入力端子のない耳かけ型補聴器、骨導型補聴器、また耳あな型補聴器をお使いの方で、マイ・リンク・プラスではネックループが長すぎる方におすすめの受信機です。FM 受信機「アイ・センス・マイクロ」はレシーバ内蔵型モニター用受信機で、補聴器がなくても送信機からの音声がどのように聞こえるか確認することができます。レシーバはオーデオシリーズと同じ x レシーバ (標準)を採用。着用者の耳のサイズに応じて左右各 4 種類のサイズをご用意しております。

全世界で 80%以上のシェアを持つフォナックの FM システム。今後も FM システムを通じて、多くのエンドユーザー様に快適でスマートなコミュニケーションをサポートいたします。




### インスパイロ イージー・ブーム

128,000 円 (非課税)

- ・2 時間充電で約 10 時間使用可能
- ・イージーブーム 単体 12,600 円 (税込)

※ イージー・ブームをインスパイロ アイ・ラベルまたはインスパイロ アイ・ブームに使用する  
場合、インスパイロのファームウェアのバージョンが 2.0 以上の必要があります。バージョンアップをご希望の場合は販売店までお問い合わせください。

イージー・ブーム  
装着例



### マイ・リンク・プラス ショート・ループ

65,000 円 (非課税)

- ・ループ長: 56 cm (マイ・リンク・プラスは 76 cm)
- ・音量調節ボタン付き
- ・2 時間充電で約 10 時間使用可能

### アイ・センス マイクロ

90,300 円 (税込)

- ・オープン型耳せん付属。オプションでスリムチップ  
(オーダー型耳せん) 対応可能 (8,500 円)。

#### FM システムについて:

FM システムは遠くにいる話し手の声をキャッチし、FM 電波 (169MHz 帯) によって快適な聞こえを提供する補聴援助システムです。FM システムは送信機と受信機から構成され、話し手に送信機 (マイクロホン) を装着してもらい、聞き手の補聴器、人工内耳に受信機を接続して使用します。言語獲得中のお子様だけでなく、おとなの方にとっても聞こえによるコミュニケーションをサポートしています。

以上

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

フォナック・ジャパン株式会社 フォナック・フリーコール (月～金 9:00～17:30 土日祝休み)

TEL: 0120-04-4079