

## フォナック新製品のお知らせ ＜ FM 受信機 MLxi Baha ＞

フォナック・ジャパン株式会社(本社 東京都、代表取締役 遠藤寛明)はこのたび、FM システムの受信機「MLxi Baha」を 8 月 24 日(水)より発売いたします。

MLxi Baha はコクレア社骨固定型骨導補聴器(Baha: Bone-anchored hearing aid) Baha Divino 専用の受信機です。MLxi Baha は周囲の騒音の大きさに応じて FM 音量を自動で調節し、より話し手の声を聞き取りやすくする「自動 FM 音量調整」の機能を搭載しています。また別機種「Baha BP100」には補聴器にも使用できる受信機 MLxi が使用できます。

フォナックの FM システムは補聴器だけでなく、人工内耳や骨固定型骨導補聴器にも対応し、幅広いラインナップとなったことにより、多くのお客様により快適な聞こえを提供いたします。

製品名	対応する骨固定型骨導補聴器	価格(非課税)	詳細
MLxi Baha 	コクレア社 Baha Divino	92,000 円	・FM 自動音量調整
MLxi 	コクレア社 Baha BP100	92,000 円	・FM 自動音量調整

### FM システムについて:

話し手と聞き手の距離が離れた広い場所や周囲の声が行き交う公共の場所など、補聴器や人工内耳を装着していても聞き取りが困難な環境で、遠くにいる話し手の声をキャッチし、FM 電波(169MHz 帯)によって快適な聞こえを提供する補聴援助システム。

以上

### 【本件に関するお問い合わせ先】

フォナック・ジャパン株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 5-2-4 レキシントンプラザ西五反田 9・10F

TEL: 0120-06-4079 (お客様相談窓口: 月～金 9:00～17:30 土日祝休み)

FAX: 0120-23-4080