

プレスリリース

報道関係者様各位

うれしい聞こえを、うれしい価格で。
『オーデオ S SMART I』
2 月 22 日(水)より新発売


フォナック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:遠藤 寛明)はこのたび、つけていても目立たない小型補聴器「オーデオ S SMART I (オーデオ エス スマート ワン)」を2月22日(水)より発売いたします。聞こえやすさをお求めやすく。これから補聴器を始めるあなたにお届けしたい補聴器です。



◆ 特徴

① つけていても、目立たない CRT タイプ補聴器

オーデオ S SMART I はレシーバを補聴器本体から分離して耳あなの中に入れる CRT (カナル・レシーバ・テクノロジー) タイプの小型補聴器です。外部レシーバにより、小さくてスタイリッシュなフォルムと高音質が魅力の補聴器です。



② 高機能ながらもお求めやすい

オーデオ S SMART I は聞きたい言葉を聞き取りやすくする機能「サウンドリカバー」「指向性マイクロホン」を搭載しながらも、お求めやすい価格を実現しました。

サウンドリカバーは「さ行」などの聞き取りづらい音を圧縮して言葉を聞き取りやすくする機能です。フォナックの 15 万円以下の価格帯の補聴器で初めて搭載されました。

また指向性マイクロホンのウルトラズームは周囲の余計な騒音を抑えて、前方の聞きたい言葉を聞き取りやすくする機能で、外出時などの騒音下で大変役立ちます。



◆ 発売時期

2012年2月22日(水)より

◆ 製品価格

128,000円(非課税)

◆ 性能一覧

	標準(M)	パワー(P)	スーパーパワー(SP)
適合聴力レベル	軽度～中等度	軽度～高度	中等度～重度
最大出力音圧レベル(1,600Hz) (dB ±5 dB)	111	127	132
最大出力音圧レベル(ピーク値) (dB以下)	123	136	139
最大音響利得(50 dB入力) (dB ±5 dB)	45	56	68
全高調波ひずみ(500Hz/800Hz/1600Hz)	4%以下/4%以下/4%以下		
使用電池	PR41(312)		
電池寿命(時間)	90～130		

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により、測定、表示してあります。

◆ フォナック社について

ソノヴァグループ傘下にあるフォナック社はスイスチューリッヒ近郊シュテファに本社を構え、60年以上前より補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強い協力関係の下、フォナックは製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOLの向上に貢献してきました。フォナックの多彩なデジタル補聴器、ワイヤレス機器は世界100カ国以上で愛用されています。補聴器の小型化、性能の分野において補聴器業界のベンチマークとして位置づけられ、フォナックは聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。詳細はwww.phonak.com または www.phonak.jpまで。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

フォナック・ジャパン株式会社 マーケティング部

フォナック・フリーコール TEL: 0120-04-4079(月～金 9:00～17:30 土日祝休み) www.phonak.jp