

2012年2月
フォナック・ジャパン株式会社

プレスリリース

報道関係者様各位

携帯電話やテレビの聞こえをもっと楽しく
『Phonak ComPilot』
2月22日(水)より新発売

フォナック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:遠藤 寛明)はこのたび、多機能ワイヤレスアクセサリ「Phonak ComPilot(フォナック コムパイロット)」を2月22日(水)より発売いたします。補聴器をお使いの方で、テレビや携帯電話の聞こえをもっと快適にしたい方におすすめのアクセサリです。



◆ 特徴

① ワイヤレス

携帯電話やMP3プレーヤー、パソコンからのオーディオ信号をBluetoothを通して受信し、補聴器までワイヤレスで音声をお届けします。またテレビ用アクセサリ「フォナック テレビ リンク」との組み合わせで、お好みの音量でテレビを楽しめます。ステレオサウンドで音質も優れています。

② リモコン

補聴器のプログラム切り替えやボリュームの調節がお手元で簡単にできます。操作ボタンが大きくお手元でできるため、補聴器の細かい操作が難しい方に大変役立ちます。

◆ 発売時期

2012年2月22日(水)より

◆ 製品価格

31,500円(税込)

◆ 仕様

サイズ/重さ : 縦7.2 cm × 横4.9 cm × 厚さ1.4 cm / 46 g

通信方式 : Bluetooth 2.1(Class 2)

プロファイル : HSP/HFP/A2DP/AVRCP/PBAP

◆ フォナック社について

ソノヴァグループ傘下にあるフォナック社はスイスチューリッヒ近郊シュテファに本社を構え、60年以上前より補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強い協力関係の下、フォナックは製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOLの向上に貢献してきました。フォナックの多彩なデジタル補聴器、ワイヤレス機器は世界100カ国以上で愛用されています。補聴器の小型化、性能の分野において補聴器業界のベンチマークとして位置づけられ、フォナックは聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。詳細はwww.phonak.com またはwww.phonak.jpまで。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

フォナック・ジャパン株式会社 マーケティング部

フォナック・フリーコール TEL: 0120-04-4079(月～金 9:00～17:30 土日祝休み) www.phonak.jp