

フォナック マイコム 携帯電話対応機種一覧表 (NTT docomo)

- HFP: Hands Free Profile HSP: Head Set Profile (通話が最も安定するのはHFPです(推奨)。)
- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile(高品質なオーディオデータを伝達するためのプロファイル群です)
- 携帯電話とフォナック マイコムのペアリング方法についてはペアリングクイックガイドをご確認ください。

パナソニック			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
P-01A	○	HFP/HSP	○
P-01B	○	HFP	○
P-02A	○	HFP/HSP	○
P-02B	○	HFP	○
P-03C	○	HFP	○
P-04B	○	HFP	○
P-07A	○	HFP/HSP	○
P-08A	○	HFP	○
P-09A	○	HFP	○
P902i	○	HFP/HSP	○
P902iS	○	HFP/HSP	○
P903i	○	HFP/HSP	○
P903iTV	○	HFP/HSP	○
P903iX	○	HFP/HSP	○
P904i	○	HFP/HSP	○
P905i	○	HFP/HSP	○
P905iTV	○	HFP/HSP	○
P906i	○	HFP/HSP	○
シャープ			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
SH-01A	○	HFP/HSP	○
SH-01B	○	HFP	○
SH-01C	○	HFP	○
SH-03A	○	HFP/HSP	○
SH-03C	○	HFP	○
SH-04A	○	HFP/HSP	○
SH-05C	○	HFP	○
SH-06A	○	HFP	○
SH-07A	○	HFP	○
SH906i	○	HFP/HSP	○
SH906iTV	○	HFP/HSP	○
SH-02B	○	HFP	○
SH-03B	○	HFP	○
SH-06C	○	HFP	○
SH-07B	○	HFP	○
SH-09C	○	HFP	○
SH-10B	○	HFP	○
SH-10C	○	HFP	○
SH-12C	○	HFP	○

富士通			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
F-01A	○	HFP/HSP	○
F-01B	○	HFP	○
F-01C	○	HFP	○
F-02C	○	HFP	○
F-03A	○	HFP/HSP	○
F-03C	○	HFP	○
F-04B	○	HFP	○
F-06B	○	HFP	○
F-07B	○	HFP	○
F-09A	○	HFP	○
F-09C	○	HFP	○
F-10C	○	HFP	○
F1100	○	HFP/HSP	○
F900iT	○	HFP/HSP	-
日立			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
HT-01A	○	HFP/HSP	○
HT-02A	○	HFP/HSP	○
HT-03A	○	HFP	○
HT1100	○	HFP/HSP	○
htcZ	○	HFP/HSP	○
NEC			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
N-01A	○	HFP/HSP	○
N-02A	○	HFP/HSP	○
N-02C	○	HFP	○
N-03C	○	HFP	○
N-04A	○	HFP/HSP	○
N-04C	○	HFP	○
N-06A	○	HFP/HSP	○
N-05C	○	HFP	○
N-06C	○	HFP	○
N-07A	○	HFP	○
N-07B	○	HFP	○
N-08A	○	HFP	○
N-08B	○	HFP	○
N-09A	○	HFP	○
N-02B	○	HFP	○
N-01B	○	HFP	○
N-04B	○	HFP	○
モトローラ			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
M702iG	○	HFP/HSP	○
M702iS	○	HFP/HSP	○
M1000	○	HFP/HSP	-

ノキア			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
NM705i	○	HFP/HSP	○
NM706i	○	HFP/HSP	○
NM850iG	○	HFP/HSP	○
BlackBerry			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
BlackBerry 8707h	○	HFP/HSP	×
BlackBerry Bold	○	HFP/HSP	○
BlackBerry Bold	○	HFP	○
BlackBerry Bold	○	HFP	○
BlackBerry Curve	○	HFP	○
東芝			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
T-01A	○	HFP	×
T-01B	○	HFP	○
T-01C	○	HFP	○
ソニーエリクソン			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
SO-01B(XPERIA)	○	HFP	○
SO-01C	○	HFP	○
SO-02C	○	HFP	○
サムスン			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
SC-01B	○	HFP	○
SC-01B	○	HFP	○
SC-02B	○	HFP	○
SC-02C	○	HFP	○
LG			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
L-03C	○	HFP	○
L-04C	○	HFP	○
L-07C	○	HFP	○