

フォナック マイコム 携帯電話対応機種一覧表 (Softbank)

- HFP: Hands Free Profile HSP: Head Set Profile (通話が最も安定するのはHFPです(推奨)。)
- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile(高品質なオーディオデータを伝達するためのプロファイル群です)
- 携帯電話とフォナック マイコムのペアリング方法についてはペアリングクイックガイドをご確認ください。

Apple			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
iPhone 3G	○	HFP/HSP	○
iPhone 3GS	○	HFP	○
iPhone 4	○	HFP	○
シャープ			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
001SH	○	HFP	○
002SH	○	HFP	○
003SH	○	HFP	○
004SH	○	HFP	○
005SH	○	HFP	○
006SH	○	HFP	○
007SH	○	HFP	○
703SH	○	HFP/HSP	-
703SHf	○	HFP/HSP	○
705SH	○	HFP/HSP	○
802SH	○	HFP/HSP	-
804SH	○	HFP/HSP	○
810SH	○	HFP/HSP	○
811SH	○	HFP/HSP	○
812SH	○	HFP/HSP	○
812SH s	○	HFP/HSP	○
812SH sII	○	HFP/HSP	○
813SH	○	HFP/HSP	○
813SH for Biz	○	HFP/HSP	○
814SH	○	HFP/HSP	○
815SH	○	HFP/HSP	○
816SH	○	HFP	○
820SH	○	HFP/HSP	○
821SH	○	HFP/HSP	○
823SH	○	HFP/HSP	○
824SH	○	HFP/HSP	○
825SH	○	HFP/HSP	○
902SH	○	HFP/HSP	-
903SH	○	HFP/HSP	-
904SH	○	HFP/HSP	○
905SH	○	HFP/HSP	○
910SH	○	HFP/HSP	○
911SH	○	HFP/HSP	○
912SH	○	HFP/HSP	○
913SH	○	HFP/HSP	○

920SH	○	HFP/HSP	○
921SH	○	HFP/HSP	○
922SH	○	HFP/HSP	○
923SH	○	HFP/HSP	○
930SH	○	HFP/HSP	○
931SH	○	HFP/HSP	○
932SH	○	HFP/HSP	○
933SH	○	HFP	○
934SH	○	HFP	○
935SH	○	HFP	○
936SH	○	HFP	○
940SH	○	HFP	○
941SH	○	HFP	×
942SH	○	HFP	○
943SH	○	HFP	○
944SH	○	HFP	○
945SH	○	HFP	○
841SHs	○	HFP	○
841SH	○	HFP	○
842SH	○	HFP	○

東芝

機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
705T	○	HFP/HSP	○
803T	○	HFP/HSP	○
823T	○	HFP/HSP	○
824T	○	HFP/HSP	○
830T	○	HFP/HSP	○
902T	○	HFP/HSP	-
903T	○	HFP/HSP	-
904T	○	HFP/HSP	○
910T	○	HFP/HSP	○
911T	○	HFP/HSP	○
912T	○	HFP/HSP	○
920T	○	HFP/HSP	○
921PVIERAケータ	○	HFP/HSP	○
921T	○	HFP/HSP	○
X01HT	○	HFP/HSP	○
X01T	○	HFP/HSP	○
X02T	○	HFP	○

サムソン

機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
705SC	○	HFP/HSP	○
706SC	○	HFP/HSP	○
707SC	○	HFP/HSP	○
707SCII	○	HFP/HSP	○
708SC	○	HFP/HSP	○
709SC	○	HFP/HSP	○
804SS	○	HFP/HSP	○

805SC	○	HFP/HSP	○
820SC	○	HFP/HSP	○
821SC	○	HFP/HSP	○
830SC	○	HFP	○
920SC	○	HFP/HSP	○
930SC	○	HFP/HSP	○
931SC	○	HFP	○
940SC	○	HFP	○
941SC	○	HFP	○
X01SC	○	HFP	○
パナソニック			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
001P	○	HFP	○
705P	○	HFP/HSP	○
705Px	○	HFP/HSP	○
706P	○	HFP/HSP	○
810P	○	HFP/HSP	○
820P	○	HFP/HSP	○
821P	○	HFP/HSP	○
822P	○	HFP/HSP	○
920P	○	HFP/HSP	○
930P	○	HFP/HSP	○
931P	○	HFP	○
940P	○	HFP	○
941P	○	HFP	○
942P	○	HFP	○
ノキア			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
X02NK	○	HFP/HSP	○
X01NK	○	HFP/HSP	○
702NK	○	HFP/HSP	-
705NK	○	HFP/HSP	○
804NK	○	HFP/HSP	○
702NKII	○	HFP/HSP	○
N82	○	HFP/HSP	○
日立			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
X06HT	○	HFP	○
X06HTII	○	HFP	○
X05HT	○	HFP/HSP	○
X04HT	○	HFP/HSP	○
X03HT	○	HFP/HSP	○
X02HT	○	HFP/HSP	○
001HT	○	HFP	○
NEC			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
001N	○	HFP	○
830N	○	HFP/HSP	○

841N	○	HFP	○
705N	○	HFP/HSP	○
706N	○	HFP/HSP	○
804N	○	HFP/HSP	○
930N	○	HFP	○
931N	○	HFP	○
940N	○	HFP	○
ソニーエリクソン			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
802SE	○	HFP/HSP	-
DELL			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
001DL	○	HFP	○
ZTE (中興通迅)			
機種名	携帯電話通話対応	通話対応プロファイル	音楽再生対応 (A2DP対応)
003Z	○	HFP	○