














フォナック・ジャパン株式会社  
FM 送信機選び方ガイド

	インスパイロ 	SmartLink+ 	ZoomLink+ 	EasyLink+ 
1対1での授業、講義、会議などで使用する 	○	○	○	○
複数の話し手による授業、講義などで使用する 	○※	△	△	△
複数の話し手によるディスカッションや会議などで使用する 	○※	△	△	△
机に置いて使用する 	—	○	○	○
聞き手が手に持って話し手に向けて使用する 	—	○	○	○
携帯電話で使用する 	—	○ (Bluetooth)	—	—
使用シーンに応じて聞こえやすさを調節する (マイクロホンの指向性) 	—	○	○	—
テレビ、PC、ゲームなどの音声を楽しむ 	○	○	○	○
液晶に日本語が表示され操作が分かりやすい 	○	—	—	—

※ オプションでダイナミックマイクもインスパイロと一緒に使用できます。