



## Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、  
よりよい知識、アイデア、  
そして聴覚ケアをお届けする。  
フォナックは、人々がそれぞれの人生において、  
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、  
これからも独創的な発想で  
テクノロジーの限界に挑みつづけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。  
豊かな人生のために、さあ Life is on!

スイスのデジタル補聴器  
**フォナック**  
[www.phonak.jp](http://www.phonak.jp)

製造販売業：フォナック・ジャパン株式会社  
〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田  
TEL:0120-06-4079(お客様相談窓口) FAX:0120-23-4080  
許可番号 [13B2X10021]

フォナック補聴器のご相談・ご用命は…



※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

このカタログの内容は2011年2月現在のものです。

# Audéo S

オーデオ S SMART / オーデオ S MINI / オーデオ S YES



選べる「聞こえ」。3×3×3

**PHONAK**  
フォナック

life is on

# Audéo + Spice = 3 × 3 × 3



オーディオ オーディオ      スパイス      **Audéoの個性に“Spice”を加えた  
おしゃれな高性能、  
それがオーディオ Sシリーズです。**

小さく洗練されたデザインで人気のAudéoと、  
フォナックの革新技術“Spice”チップ。その出会いから  
生まれたのが、オーディオ S シリーズです。  
3つのデザイン。3つのパフォーマンス。3つのパワー。  
多彩な組み合わせから、あなたの聴力レベル、  
あなたの感性に合った理想的な補聴器をお選びください。



Audéo Sなら、あなたにジャストが選べます。

3 Design

3 Performance

3 Power

オーディオエススマート

## Audéo S SMART

「美しく、小さく、機能もしっかり」  
というあなたへ。進んだ聞こえを  
搭載したオーディオ S SMART。



オーディオエスミニ

## Audéo S MINI

「小さく、軽いのがいちばん」  
というあなたへ。フォナック史上  
“最小”のオーディオ S MINI。



オーディオエスイエス

## Audéo S YES

「個性にこだわりたい」  
というあなたへ。ユニークなフォルム  
と機能を採用したオーディオ S YES。



ナイン  
**IX** プレミアム

標準タイプ (M)

ファイブ  
**V** アドバンス

パワータイプ (P)

スリー  
**III** スタンダード

スーパーパワータイプ  
(SP)

# 3 Design

まいにち使うものだから、  
自分らしさにこだわりたい。  
オーデオ S なら「デザイン」で選べます。

つけるのが楽しくなる。スタイリッシュなフォルムと  
個性的なカラー。その豊富なバリエーションから  
あなたらしい補聴器を見つけてください。

写真は原寸大です。



## Audéo S SMART Audéo S MINI

オーデオ S SMART / オーデオ S MINI  
全 11 色



## Audéo S YES

オーデオ S YES  
全 17 色



美しいボディを守るナノコーティング。

汗や汚れから守るために、オーデオ S はボディ全体に、ナノコーティングを施しています。

# 3 Performance

ご予算に合わせて、あなたに必要な機能を。  
オーディオ S なら「パフォーマンス」が選べます。




搭載機能の異なる  
3つのグレードを設定

**IX** 数々の先進機能を搭載したプレミアム。


**V** 進んだ機能で、自然な聞こえを追求したアドバンス。

**III** 基本性能を磨き上げたスタンダード。

 大勢の中から1人の声にフォーカスする「ステレオズーム」\*。

両耳のマイクロホンが聞き取る幅を狭く絞り込むことで、大勢の人がいる場所でも特定の人の声を聞き取りやすくします。



 声のする方向へ自動的に切り替える「オートズームコントロール」\*。

例えば車の運転中など、話している人の方向を自動的に割り出し、顔を向けなくても、聞き取りやすくなります。



 騒音を抑えて会話を聞き取りやすくする「ウルトラズーム」。

正面方向からの騒音も抑えて、会話を聞き取りやすくする機能。側方・後方から話しかける声にも反応します。

 あなたに合った聞きやすさをもたらす「フレックスコントロール」。

様々な機能に、あなたの好みなどを自動的に反映して、より最適な聞こえやすさをもたらします。

 リアルタイムに音環境に適応する「サウンドフロー」。

変化する音環境を瞬時に分析し、自動的にブレンドされたプログラムがより自然な聞き取りを可能にします。


\* 両耳装用時の機能です。※搭載機種については機能一覧をご覧ください。

# 3 Power

あなたの聴力レベルに合った聞こえを。  
オーディオ S なら「パワー」が選べます。

オーディオ S は、よりパワーを求める高・重度難聴の方にもお応えできるよう、スーパーパワータイプ(SP)のxレシーバもラインナップ。小さなボディと大きなパワーを両立させています。


適合聴力範囲



標準タイプ (M)



パワータイプ (P)



スーパーパワータイプ (SP)

※SPをお求めの場合、別途スーパーパワーシェル (cシェル) 代金25,000円 (非課税) が必要となります。

携帯電話やテレビや音楽をもっと自由に楽しみたい。  
オーディオ S なら、多彩な「ワイヤレスアクセサリー」が選べます。



**フォナック パイロットワン**  
18,900円(税込)

シンプルなデザインで簡単に操作できるリモコンです。プログラム切り替え、ボリュームの調節が行えます。



**マイパイロット**  
47,250円(税込)

プログラム切り替えやボリュームの調節、装着状態と電池残量の確認ができるカラーディスプレイ付リモコンです。



電話の音声を両耳から聞き取れる「デュオフォン」\*。

電話の音声は左右両方の補聴器で聞こえる機能。通話中、周囲の雑音を抑え、より快適に電話を楽しめます。



**フォナック マイコム**  
26,040円(税込)

テレビやMP3プレーヤーからのオーディオ信号を品質の高い音で補聴器に伝送するワイヤレスインターフェースです。



**フォナック テレビ パッケージ**  
36,540円(税込)

テレビの音をワイヤレスで補聴器へ。お好みのボリュームでテレビを楽しめます。ステレオサウンドで音質も優れています。

※フォナック マイコムとフォナック テレビリンクのセット商品です。

## その他の機能



**ズームコントロール\***

リモコンで、聞きたい音の方向を切り替える機能。



**クイックシンク\***

片側の操作で、左右両方の補聴器を同時に調節。



**フレックスボリューム**

周波数ごとに聞こえやすさを調節する高度な機能。



**ユーザー志向のラーニング**

好みのボリュームを補聴器が学習し自動的に反映。



**FMシステム**

話し手の声をFM電波で聞き手に直接届けるシステム。



**サウンドリカバー** Sound Recover

聞き取りづらい高音域の音を、聞こえる音域まで圧縮。



**リアルイヤーサウンド**

耳かけ型でもより自然な音の方向感覚を実現。



**サウンドリラックス**

会話音の自然さを損なうことなく、不快な衝撃音を抑制。



**ホイッスルブロック**

ピーピーというハウリング音を効率的に抑制。



**エコーブロック**

聞き取りを邪魔する反響音を即座に抑制。



**ウインドブロック**

屋外でも快適に過ごせるよう風切り音を抑制。



**ノイズブロック**

騒音と会話音の違いを認識し、騒音を抑制。

\* 両耳装着時の機能です。\* 搭載機種については機能一覧をご覧ください。

## Audéo S SMART

IX 片耳 400,000円

V 片耳 300,000円

III 片耳 200,000円



## Audéo S MINI

IX 片耳 400,000円

V 片耳 300,000円

III 片耳 200,000円




## Audéo S YES

IX 片耳 400,000円

V 片耳 300,000円

III 片耳 200,000円



●補聴器は非課税です。

※掲載の機能にはオプションも含まれています。  
※オーディオ Sには、M、P、SPの3つのパワータイプがあり、SPをお求めの場合、別途スーパーパワーシェル(cシェル)代金25,000円(非課税)が必要となります。

オーディオ S MINI / SMART / YES 機能一覧	オーディオ S MINI									オーディオ S SMART / オーディオ S YES																	
	IX			V			III			IX			V			III											
	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP									
チャンネル	20			16			6			20			16			6											
マニュアルプログラム										5+2			4+2			3+2											
指向性	ウルトラズーム プレミアム (33ch)			ウルトラズーム アドバンス (12ch)			ウルトラズーム スタンダード (1ch)			ウルトラズーム プレミアム (33ch)			ウルトラズーム アドバンス (12ch)			ウルトラズーム スタンダード (1ch)											
雑音抑制	ノイズブロックテクノロジー プレミアム			ノイズブロックテクノロジー アドバンス			ノイズブロックテクノロジー スタンダード			ノイズブロック テクノロジー プレミアム			ノイズブロックテクノロジー アドバンス			ノイズブロックテクノロジー スタンダード											
ダイレクトタッチ*1										■ *2																	
イージーオーディオ										■			■			■											
イージーBluetooth										■			■			■											
ケーブルフリーフィッティング										■			■			■											
フィッティングソフトウェア	Phonak Target™1.0 以上									Phonak Target™1.0 以上																	
【CRTユニット/既製耳せん/オーダーシェル】																											
xレシーバ(標準)	■			■			■			■			■			■			■			■			■		
xレシーバ (パワー)	■			■			■			■			■			■			■			■			■		
xレシーバ (スーパーパワー)	■			■			■			■			■			■			■			■			■		
オープン型耳せん	■			□			■			□			■			□			■			□			■		
クローズド型耳せん	□			□			□			□			□			□			□			□			□		
パワー型耳せん	□			■			□			■			□			■			□			■			□		
スリムチップ	8,500円 [非課税]			□			□			□			□			□			□			□			□		
パワーシェル (xシェル)	25,000円 [非課税]			□			□			□			□			□			□			□			□		
スーパーパワーシェル (cシェル)*3	25,000円 [非課税]			●(必須)			●(必須)			●(必須)			●(必須)			●(必須)			●(必須)			●(必須)			●(必須)		
【デジタルワイヤレスアクセサリ】																											
マイパイロット										□			□			□			□			□			□		
フォナック テレビ パッケージ										□			□			□			□			□			□		
フォナック マイコム										□			□			□			□			□			□		
フォナック パイロットワン										□			□			□			□			□			□		
【FMシステム】																											
MLx(+フォナック マイコム)										□			□			□			□			□			□		

■:標準 / □:オプション

\*1:両耳装着時の機能です。 \*2:オーディオ S SMART のみの機能です。 \*3:オーディオ S には、M、P、SP の 3 つのパワータイプがあり、SP をお求めの場合、別途スーパーパワーシェル(cシェル)代金 25,000円(非課税)が必要となります。

オーディオ S MINI / SMART / YES 性能一覧	オーディオ S MINI									オーディオ S SMART									オーディオ S YES									
	IX			V			III			IX			V			III			IX			V			III			
	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	M	P	SP	
最大出力音圧レベル	1600Hz <dB±5dB>	112	127	133	112	127	133	112	127	133	111	127	132	111	127	132	111	127	132	111	127	133	111	127	133	111	127	133
	ピーク値 <dB以下>	124	136	139	124	136	139	124	136	139	123	136	139	123	136	139	123	136	139	122	137	139	122	137	139	122	137	139
最大音響利得 (50dB 入力) <dB±5dB>	46	57	67	46	57	67	46	57	67	45	56	68	45	56	68	45	56	68	45	54	63	45	54	63	45	54	63	
全高調波ひずみ	500Hz <%以下>	4			4			4			4			4			4			4			4			4		
	800Hz <%以下>	4			4			4			4			4			4			4			4			4		
	1600Hz <%以下>	4			4			4			4			4			4			4			4			4		
使用電池	PR536 (10A)			PR536 (10A)			PR536 (10A)			PR41 (312)			PR41 (312)			PR41 (312)			PR41 (312)			PR41 (312)			PR41 (312)			
電池寿命 <時間>	65~90	60~80	65~90	65~90	60~80	65~90	65~90	60~80	65~90	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130	90~130					

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により、測定、表示してあります。※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況や気温、湿度等の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。※本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。※「コントロール」「ワイヤレス接続」機能をご使用の場合、電池寿命が短くなります。