



## Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、  
よりよい知識、アイデア、

そして聴覚ケアをお届けする。

フォナックは、人々がそれぞれの人生において、  
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、  
これからも独創的な発想で  
テクノロジーの限界に挑みつけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。  
豊かな人生のために、さあ Life is on!

スイスのデジタル補聴器

# フォナック

[www.phonak.jp](http://www.phonak.jp)

製造販売業：フォナック・ジャパン株式会社  
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-2-2 神田パークプラザ9F  
TEL:0120-06-4079 (お客様相談窓口)  
FAX:03-5294-4080

●保証期間について

補聴器本体の保証期間は2年間です。詳しくは販売店までおたずねください。

フォナック補聴器のご相談・ご用命は…



※スイス製品Phonak補聴器の日本語のブランド名が「フォナック」と「ホナック」の2種類の表記がありますが、同一製品です(薬事法による届け出で、2種類のブランド名を使用したため、そのまま表記しています)。

※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

このカタログの内容は2010年2月現在のものです。

# OK! Plus

オーケー!プラス

新しい世界を、その耳に。



PHONAK  
フォナック

life is on


## まだ補聴器は大丈夫、という方へ。 あなたの「聞こえ」をチェックしてみませんか。

下の項目がひとつでも気になったら、  
ぜひフォナックの**オーケー！プラス**をお試しください。

- 以前より音が聞き取りづらいと感じる機会がふえた。
- 会話についていくことが難しいと感じることがある。
- テレビやラジオの音量が大きすぎると言われたことがある。



## 世界が認めるフォナックから。 **オーケー！プラス** という解決策。



- はじめての人にもわかりやすい機能。**  
どなたにでも取扱いやすいシンプルな機能です。
- あなたに最適な聞こえ方が、簡単な操作で調整可能。**  
4つの音質からお好みのタイプを選ぶだけ。手間いらずです。
- 騒がしい街中でも、クリアな聞き取りをサポート。**  
フォナック独自のテクノロジーが、クリアな「聞こえ」を実現します。
- 洗練されたフォルム。しかも丈夫でフィット感も抜群。**  
高いデザイン性と、ほこりや湿気から保護する耐久性を備えています。
- 聴力とスタイルで選べる多彩なラインナップ。**  
「聞こえ」に合わせてM、SP、UP 3種類のタイプがあり、  
カラーは、選びやすい6色をご用意しました。  
(写真はオーケー！プラス SPです。標準色は01〈ベージュ〉です)



**オーケー！プラス 片耳 50,000円**

※補聴器は非課税となっております。

## オーケー！プラス 機能一覧


チャンネル数	2
マニュアルプログラム	3 (M、T、FM)
雑音抑制	ノイズキャンセラー
ハウリング抑制	ホイッスルブロックテクノロジー
指向性	無指向性
Tコイル	標準
調整	デジタルトリマー (4段階)

## オーケー！プラス 性能一覧

オーケー！プラス		M	SP	UP
最大出力音圧レベル	1600Hz<math>\pm 5\text{dB}</math>	127	132	134
	ピーク値<math>\langle \text{SPL}</math>以下	137	142	145
最大音響利得<math>\langle \pm 5\text{dB}</math>*		55	63	70
使用電池		PR48 (13)	PR48 (13)	PR44 (675)
電池寿命 (時間)		160~240	160~240	300~470

\*最大音響利得の数値は、50dB入力時のものです。

## オーケー！プラス フィッティングレンジ (推奨)



補聴器のイメージはもちろん、毎日をもっと快適に変える  
**オーケー！プラス**。さあ、あなたもその耳に、新しい世界を。

